

Διάταξη Υδρόλυσης - Εργαστηριακή Κλίμακα



7 ανεξάρτητοι αντιδραστήρες 1 L

Εύκολη ρύθμιση:

- Θερμοκρασία
- Ο Ανάδευση
- Ποσότητα μιξ

2 πειραματικοί κύκλοι δοκιμάζοντας θερμοκρασίες 35 και 40 °C

200 g YT + [0, 1, 2, 4, 8] mL μ I ξ — [0, 5, 10, 20, 40] mL/kg YT